


マルチクリーンワイパー

MULTI CLEAN WIPER



水分や液体をすばやくしっかりと吸いとります

内視鏡スコープ拭き取り用
医療器具・機器拭き取り用

2枚重ねで優れた吸水力




水玉エンボスでかき取り効果

化粧箱で衛生的に保管

安心の日本製




マルチクリーンワイパー
MULTI CLEAN WIPER

使用用途

内視鏡スコープの拭き取り	医療器具・機器の拭き取り	液体や薬品の拭き取り
		

新設計

化粧箱の蓋は、状況に応じ以下3パターンの開閉が可能です。

パターン①	パターン②	パターン③
 <p>正面中央部の ミシン目を切り離して お使い頂けます。</p>	 <p>全てのミシン目を切り離し 正面および天面を開放して お使い頂けます。</p>	 <p>ミシン目を切り離さず 箱を開閉して お使い頂けます。</p>

品名コード	251880
品名	マルチクリーンワイパー 100S 12入
化粧箱寸法	180×175×170 (mm)
シート寸法	340×330 (mm)
入数	2枚重ね 100シート/化粧箱 × 12箱/ケース
素材	フレッシュパルプ100%
JANコード	4904860251885
ITFコード	14904860251882
GS1-128	(01)04904860251885



株式会社 トーエ

本社 〒799-0111
東京支店 〒101-0032
名古屋支店 〒465-0087
大阪支店 〒577-0013
四国支店 〒799-0121
九州支店 〒815-0004

愛媛県四国中央市金生町下分1952-1
東京都千代田区岩本町2-6-10
愛知県名古屋市名東区名東本通3-17
大阪府東大阪市長田中4-6-14
愛媛県四国中央市上分町245-1 4F
福岡県福岡市南区高木1-14-8-B

TEL (0896)58-3456
TEL (03)3866-1261
TEL (052)715-6204
TEL (06)6747-5651
TEL (0896)59-2210
TEL (092)710-4881

FAX (0896)58-0702
FAX (03)3863-5717
FAX (052)715-6205
FAX (06)6747-5647
FAX (0896)59-2209
FAX (092)483-8022